

Dispositivo CONNECTDROP®

per sistema di somministrazione oftalmica EASYGRIP®



ISTRUZIONI
PER L'USO

Italiano



Contenuto della confezione

CONNECTDROP® (X1) ISTRUZIONI PER L'USO (X1)

Prima di utilizzare il dispositivo, togliere **CONNECTDROP®** dalla confezione e leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

1 CARATTERISTICHE

CONNECTDROP® è un dispositivo connesso riutilizzabile, costituito da un sensore intelligente, progettato per essere assemblato con il sistema di somministrazione oftalmica **EASYGRIP®**, associato al flacone di collirio di **LABORATOIRES THEA**.


Quest'ultimo consente:

- Di registrare la data/ora/inclinazione del flacone di collirio di ogni instillazione,
- Di trasmettere questi dati via Bluetooth e di analizzarli utilizzando un'applicazione compatibile sul tuo smartphone.

Il dispositivo **CONNECTDROP®** è destinato all'uso domestico.

2 PRESENTAZIONE

Dispositivo CONNECTDROP®




Pulsante di attivazione

Il dispositivo **CONNECTDROP®** è costituito da una base (comprendente la scheda elettronica e la batteria) saldata a un cappuccio e a un pulsante di attivazione, che consente di rilevare ogni instillazione.

CONNECTDROP® è alimentato da una batteria integrata da 3V non ricaricabile e non sostituibile. La durata della batteria è sufficiente per la durata di vita del dispositivo.

Flacone di collirio dotato del sistema EASYGRIP®



Il sistema **EASYGRIP®** è un sistema di somministrazione oftalmica commercializzato da **LABORATOIRES THEA**.

3 AVVIO DEL DISPOSITIVO E DELL'APPLICAZIONE CONNECTDROP®

⚠ Prima di montare il dispositivo **CONNECTDROP®** sul flacone di collirio: abbinare il dispositivo con lo smartphone e attivare il meccanismo di pompaggio del flacone di collirio fino alla comparsa della prima goccia.

PASSO 1 Abbina il dispositivo CONNECTDROP® con l'applicazione




1. Scarica l'applicazione **CONNECTDROP®** da Google Play™ (Android) o App Store® (Apple).
2. Attiva il Bluetooth sullo smartphone, se non è già attivato.
3. Apri l'applicazione e segui le istruzioni sullo schermo per abbinare il dispositivo **CONNECTDROP®**:
 - Avvicina il dispositivo allo smartphone.
 - Premi il pulsante di attivazione sul dispositivo e attendi qualche istante finché non viene visualizzata la conferma di abbinamento.

⚠ Un dispositivo può essere associato a una sola applicazione/smartphone. Se si desidera cambiare smartphone, è necessario ripristinare il dispositivo (vedi la sezione 7 delle presenti istruzioni).

⚠ Un'applicazione può essere associata a un solo dispositivo. Se si desidera cambiare il dispositivo, è necessario prima «Dimenticare il dispositivo» dal menu «Gestione del dispositivo» dell'applicazione.

PASSO 2 Attiva il meccanismo di pompaggio del flacone



Per preparare il flacone di collirio per il primo utilizzo, segui le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso di **LABORATOIRES THEA**.

PASSO 3 Assembla CONNECTDROP® sul flacone di collirio dotato del sistema EASYGRIP®.




Finestra di inserimento del pulsante di attivazione

1. Tieni il flacone di collirio in una mano.
2. Tieni **CONNECTDROP®** con l'altra mano e individua il pulsante di attivazione.
3. Inserisci il pulsante di attivazione di **CONNECTDROP®** attraverso la finestra presente sull'aletta superiore del sistema **EASYGRIP®**.
4. Aggancia **CONNECTDROP®** al sistema **EASYGRIP®**, senza premere il pulsante di somministrazione del collirio.
5. Il sistema è pronto per l'uso.

PASSO 4 Dissocia CONNECTDROP® dal flacone di collirio dotato del sistema EASYGRIP®.

La dissociazione è necessaria nei seguenti casi: trasferimento su un nuovo flacone, pulizia, ripristino del dispositivo...

Il dispositivo **CONNECTDROP®** è riutilizzabile e può essere trasferito su di un nuovo flacone di collirio quando il flacone usato in precedenza è vuoto o ha superato la data di scadenza.



1. Posiziona entrambi gli indici sull'aletta superiore del sistema **EASYGRIP®**.
2. Tira delicatamente le linguette di fissaggio di **CONNECTDROP®** in modo da poterlo sganciare e rimuovere dal sistema **EASYGRIP®**.

⚠ In caso di trasferimento a un nuovo flacone di collirio dotato del sistema **EASYGRIP®** non è necessario abbinare nuovamente il dispositivo **CONNECTDROP®** all'applicazione.

4 PULIRE IL DISPOSITIVO CONNECTDROP®

Il dispositivo **CONNECTDROP®** può essere pulito quando necessario:



1. Pulisci le superfici esterne con un panno morbido e leggermente inumidito, eventualmente con una piccola quantità di sapone.
2. Asciuga con un panno morbido e privo di pelucchi.

⚠ Il dispositivo **CONNECTDROP®** non è sterile e può essere riutilizzato da un solo paziente.



⚠ Il dispositivo **CONNECTDROP®** non è impermeabile. Non è protetto contro l'infiltrazione di acqua o umidità. Non immergerlo in acqua. Non pulirlo con acqua corrente.



⚠ Non pulire l'esterno di **CONNECTDROP®** con prodotti chimici o solventi (ad esempio acetone). Ciò potrebbe causare lo scolorimento o il danneggiamento del dispositivo.

5 UTILIZZARE IL DISPOSITIVO E L'APPLICAZIONE CONNECTDROP®

Dopo le fasi di avvio, è possibile utilizzare il flacone di collirio dotato del sistema **EASYGRIP®** come di consueto e il dispositivo **CONNECTDROP®** consentirà di registrare le instillazioni giornaliere.es.

⚠ Per le instillazioni di collirio, seguire le raccomandazioni contenute nelle istruzioni per l'uso di **LABORATOIRES THEA**.


Il dispositivo **CONNECTDROP®** si attiva automaticamente dopo ogni instillazione quando viene premuto il pulsante e torna automaticamente in modalità inattiva dopo alcuni minuti, per dare all'utente il tempo di recuperare i dati sulla propria applicazione **CONNECTDROP®**.

5.1. Follow-up del trattamento

Quando il dispositivo **CONNECTDROP®** è associato all'app **CONNECTDROP®**, l'applicazione recupera e visualizza automaticamente i dati di instillazione sullo smartphone.

5.2. Consigli per l'uso del flacone di collirio

Il dispositivo **CONNECTDROP®** misura l'orientamento del flacone di collirio durante le instillazioni. L'applicazione informa se l'orientamento del flacone di collirio è conforme alle raccomandazioni di **LABORATOIRES THEA**, per aiutarvi a migliorare le prestazioni del vostro trattamento.



5.3. Autonomia del dispositivo CONNECTDROP®

Il dispositivo **CONNECTDROP®** comunica il livello della batteria all'applicazione, che informa l'utente quando l'autonomia del dispositivo diventa inferiore a un mese.

5.4. Gestione del flacone di collirio

L'applicazione **CONNECTDROP®** consente di registrare la data di apertura del flacone e informa sulla data di scadenza del collirio.

⚠ Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dell'applicazione in uso, consultare le istruzioni per l'uso dell'applicazione del produttore.

6 INDICAZIONI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verifica un problema di sincronizzazione o viene rilevato un guasto sul dispositivo, le gocce effettivamente instillate potrebbero non essere trasferite e visualizzate correttamente sull'applicazione. In questo caso, procedere come segue:


Passo 1

Verifica che il Bluetooth sia attivo sullo smartphone. (Nel caso di uno smartphone Android, verifica che la localizzazione sia attiva sullo smartphone).

Passo 2

Spegni e riavvia lo smartphone. Avvia l'applicazione **CONNECTDROP®** in primo piano sullo smartphone.

Passo 3



Dissocia il dispositivo **CONNECTDROP®** dal sistema **EASYGRIP®**.

Passo 4



Premi il pulsante di attivazione sul dispositivo **CONNECTDROP®**. Avvicina il dispositivo allo smartphone a meno di 1 m. Attendi 2 minuti.

Passo 5

Se l'instillazione viene visualizzata correttamente sull'applicazione, **il problema è risolto**. È possibile rimontare il dispositivo **CONNECTDROP®** sul sistema **EASYGRIP®** e continuare le instillazioni..

Se l'instillazione non viene visualizzata nell'applicazione:
1. Ripristina il dispositivo, come spiegato nella sezione «Ripristino» di questo manuale.
2. Fai clic sul pulsante «Dimentica dispositivo» in fondo al menu «Gestione del dispositivo» dell'applicazione.
3. Effettua un nuovo abbinamento seguendo le istruzioni riportate sulla schermata dell'applicazione.
4. Premi il pulsante di attivazione del dispositivo **CONNECTDROP®**. Avvicina il dispositivo allo smartphone a meno di 1 metro. Attendi 2 minuti.

Se l'instillazione viene visualizzata correttamente sull'applicazione, **il problema è risolto**. È possibile rimontare il dispositivo **CONNECTDROP®** sul sistema **EASYGRIP®** e continuare le instillazioni.

Se l'applicazione non viene ancora visualizzata, contattare il rivenditore autorizzato **BIOCORP PRODUCTION** i cui dati sono riportati sulla confezione del prodotto.

7 RIPRISTINARE IL DISPOSITIVO CONNECTDROP®

Potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo **CONNECTDROP®**:

- Per abbinare il dispositivo a un altro smartphone,
- Per eliminare i dati sanitari personali memorizzati sul dispositivo, ad esempio prima di riciclarlo,
- Quando il dispositivo non funziona più correttamente.

⚠ Se si ripristina il dispositivo **CONNECTDROP®**, tutti i dati memorizzati sul dispositivo verranno cancellati, così come l'abbinamento all'applicazione.



1. Gira il dispositivo **CONNECTDROP®** con il pulsante di attivazione rivolto verso l'alto.
2. Posiziona il dispositivo **CONNECTDROP®** su un tavolo orizzontale.
3. Premi il pulsante di attivazione per almeno 10 secondi.

8 PROTEZIONE DEI DATI SANITARI

Le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 possono applicarsi alle interazioni tra **LES LABORATOIRES THEA** e gli utenti dei suoi prodotti.

A tal fine, **LES LABORATOIRES THEA** si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e farà tutto il possibile per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali eventualmente trattati.

L'informativa sulla protezione dei dati personali (riferimento: PP_COD), disponibile sul sito web e sull'applicazione **CONNECTDROP®**, descrive le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono i seguenti:

E-mail: dpo@theapharma.com
LABORATOIRES THEA
DPO, Service Juridique (RDP, Ufficio legale)
12 rue Louis Blériot, Z.I. du Brézet
63100 Clermont-Ferrand, Francia

Se un utente ritiene, dopo aver contattato **LES LABORATOIRES THEA**, che i suoi diritti in termini di protezione dei dati e della privacy non siano stati rispettati o che la disposizione relativa al controllo degli accessi non sia conforme alle norme sulla protezione dei dati, può presentare un reclamo online o per posta all'autorità nazionale competente per la protezione dei dati.

9.1. Avvertenze e precauzioni



Avvertenze: un utilizzo improprio può causare gravi lesioni o morte.

- Se non sei sicuro di aver instillato il farmaco, non ripetere l'instillazione. Segui il trattamento come raccomandato dal medico curante.
- Non lasciare **CONNECTDROP®** incustodito in presenza di bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- CONNECTDROP®** è destinato all'uso da parte di un solo paziente. Non prestare **CONNECTDROP®**.
- Non utilizzare **CONNECTDROP®** in ambienti pericolosi: a rischio di esplosione, o contenenti solventi volatili (alcol, ecc.) o sostanze infiammabili (anestetici, ecc.); non collocarlo in prossimità di un ambiente ricco di ossigeno.
- Non mettere **CONNECTDROP®** nel forno a microonde.



Attenzione: un uso improprio può provocare lesioni personali o danni materiali.

- Prima di utilizzare il dispositivo dopo il trasporto e l'immagazzinamento, lasciar acclimatare alle condizioni di utilizzo per almeno 30 minuti in una stanza.
- Contatta il rivenditore autorizzato **BIOCORP PRODUCTION**, i cui dati sono riportati sulla confezione del prodotto, per ricevere assistenza, se necessario, per il montaggio, l'uso o la manutenzione del dispositivo.
- Il dispositivo deve essere utilizzato nelle condizioni ambientali specificate (non esporre il dispositivo a temperature superiori a 40°C (104°F) o alle fiamme).
- CONNECTDROP®** non è impermeabile e non è protetto contro l'infiltrazione di acqua o umidità:
- Non immergere l'intero dispositivo in acqua. Non pulirlo con acqua corrente.
 - Non esporre il dispositivo all'umidità.
 - Non smontare, modificare o riparare **CONNECTDROP®** da soli.
- Tutte le riparazioni devono essere effettuate dal rivenditore autorizzato **BIOCORP PRODUCTION** i cui dati sono riportati sulla confezione del prodotto. Lo smontaggio, la modifica o la riparazione del dispositivo da parte di persone diverse dal centro di riparazione designato da **BIOCORP PRODUCTION** comporta l'annullamento della garanzia.
- Non eseguire alcuna manutenzione sul dispositivo mentre è in uso.
- Uno shock meccanico esterno (colpo, urto, caduta, ecc.) può causare il malfunzionamento del dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il rivenditore autorizzato **BIOCORP PRODUCTION** i cui dati sono riportati sulla confezione del prodotto.
- Il dispositivo **CONNECTDROP®** non richiede alcuna manutenzione periodica. Si raccomanda solo un'ispezione giornaliera.
- In caso di danni visibili, malfunzionamenti o eventi imprevisti, non utilizzare **CONNECTDROP®** e contattare il rivenditore autorizzato **BIOCORP PRODUCTION** i cui dati sono riportati sulla confezione del prodotto per ricevere assistenza tecnica.
- Non pulire l'esterno del **CONNECTDROP®** con prodotti chimici o solventi (ad es. acetone). Ciò potrebbe causare lo scolorimento o il danneggiamento del dispositivo.
- Mantieni **CONNECTDROP®** pulito e conservalo in un luogo pulito, asciutto e privo di polvere.
- Utilizza **CONNECTDROP®** solo con i flaconi di collirio **LABORATOIRES THEA**: dotati del sistema di somministrazione oftalmica **EASYGRIP®**. Non utilizzare il dispositivo con altri colliri.
- Proteggi i tuoi dati sanitari personali con una password sullo smartphone.
- Leggi e segui attentamente le istruzioni per l'uso contenute nelle presenti istruzioni per l'uso, nonché le istruzioni per l'uso del flacone di collirio **LABORATOIRES THEA**.

In caso di reazioni avverse o incidenti, si prega di contattare il produttore e l'Alta Autorità Francese per la Salute per segnalarli.

9.2. Compatibilità elettromagnetica e dichiarazione di conformità Radio semplificata



Avvertenze:

- Se l'applicazione e il dispositivo collegato vengono utilizzati in un ambiente rumoroso (in termini di segnale elettromagnetico vicino a 2,4Ghz), la comunicazione non è più possibile e la connessione tra i due viene sospesa. Tuttavia, il dispositivo può continuare a registrare i dati di instillazione. Quando i segnali elettromagnetici di disturbo scompaiono, l'applicazione e il dispositivo collegato possono comunicare nuovamente.
- Evita di utilizzare questo dispositivo accanto o impilato sopra altri dispositivi perché potrebbe causare malfunzionamenti. Se tale utilizzo è necessario, osserva il dispositivo così come gli altri dispositivi per il normale funzionamento.
- I dispositivi di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del dispositivo o del sistema EM, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, le prestazioni di questi dispositivi potrebbero essere compromesse.
- I dispositivi e i sistemi medici elettrici sono soggetti a misure speciali in materia di compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere installati in conformità alle istruzioni EMC contenute nel presente documento.

9.2.1. Emissione elettromagnetica

EMISSIONE	
Emissioni RF	CISPR 11 / Gruppo 1 Classe B
Distorsioni armoniche IEC 61000-3-2	Non applicabile
Fluttuazioni di tensione e flicker IEC 61000-3-3	Non applicabile

9.2.2. Immunità elettromagnetica

IMMUNITÀ				
Test	Requisiti		Livello di conformità	
Scariche elettrostatiche (ESD): IEC 61000-4-2	± 8 kV al contatto ± 2/4/8/15 kV in aria		± 8 kV al contatto ± 2/4/8/15 kV in aria	
Campi elettromagnetici RF irradiati: IEC 61000-4-3	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM a 1kHz		10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM a 1kHz	
Campi di prossimità emessi da dispositivi di comunicazione wireless a radiofrequenza: IEC 61000-4-3	Frequenza (MHz)	Modulazione	Livello richiesto (V/m)	Livello di conformità (V/m)
	385	Modulazione pulsata: 18 Hz	27	27
	450	Modulazione pulsata: 18 Hz	28	28
	710 – 745 - 780	Modulazione pulsata: 217 Hz	9	9
	810 – 870 - 930	Modulazione pulsata: 18 Hz	28	28
	1720 – 1845 - 1970	Modulazione pulsata: 217 Hz	28	28
	2450	Modulazione pulsata: 217 Hz	28	28
Transitori elettrici rapidi/di- rompenti: IEC 61000-4-4	Alimentazione: ± 2 kV Linee di ingresso/uscita: ± 1 kV Frequenza di ripetizione: 100 kHz		Non applicabile	
Onde d'urto: IEC 61000-4-5	Tra le fasi: ± 0,5 kV, ± 1 kV Tra la terra e le fasi: ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV		Non applicabile	
Disturbi condotti indotti da campi RF: IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V nelle bande ISM e radioamato- riali tra 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM a 1 kHz		Non applicabile	
Campi magnetici alla frequenza di rete: IEC 61000-4-8	30A/m		30A/m	
Cavità e interruzioni di tensione: IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclo A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 0 % UT; 1 ciclo a 0°. 70% UT; 25/30 cicli a 0°. 0% UT; 250/300 cicli		Non applicabile	

9.2.3 Specifiche del modulo radio

CONNECTDROP® integra un modulo BLE con le seguenti caratteristiche (ricezione/trasmissione) :

Tipo di Bluetooth LE	BLE
Banda di frequenza	[2400 - 2483,5] MHz
Numero di canali	40
Spaziatura tra i canali	2MHz
Larghezza di banda	1MHz
EIRP massima (potenza irradiata isotropica equiva-lente)	1,7 dBm
Emissione RF	CISPR 11 / Gruppo 1 Classe B

9.2.4 La dichiarazione di conformità semplificata dell'UE

Il sottoscritto, **BIOCORP PRODUCTION**, dichiaro che l'apparecchiatura radio di tipo **CONNECTDROP®** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo web: www.biocorp.fr

Numero di modello	DF01
Uso previsto	Registra e trasferisce via Bluetooth le date, gli orari e l'instillazione di gocce di collirio erogato da un flacone compatibile, facilitando così il monitoraggio del trattamento medico del paziente grazie alla registrazione dei dettagli delle sue instillazioni.
Operatori previsti	Pazienti che utilizzano un flacone di collirio dotato del sistema di somministrazione oftalmica EASYGRIP®
Ambiente operativo	A domicilio (all'interno)
Compatibilità	Sistema di somministrazione oftalmica EASYGRIP® , associato al flacone di collirio dei LABORATOIRES THEA .
Compatibilità app	Contattare BIOCORP PRODUCTION per un elenco di applicazioni e telefoni compatibili.
Controindicazioni	Nessuna per gli operatori previsti
Accuratezza della misura	Rilevamento del 95% delle instillazioni quando l'utente esercita una Pressionee completa sul flacone di collirio dotato del sistema EASYGRIP® .
Principio operativo	Singolo paziente Dispositivo elettromedicale riutilizzabile
Prestazioni di base	No
Ricarica e autonomia	Non ricaricabile Autonomia corrispondente alla vita del dispositivo: 1 anno
Consumo di energia	Batteria da 3V DC non ricaricabile, non sostituibile
Batteria	Batteria a bottone CR1632 Lithium
Comunicazione	Bluetooth Low Energy Core Specification 4.2: 2014 e successive
Versione software	Firmware versione 1.0.7 o superiore
I materiali	PC/ABS, POM
Dimensioni	(37 x 24 x 32) mm
Peso	8 g
Condizioni di conservazione prima del primo utilizzo	Temperatura: +5°C to +40°C Pressione: 700 to 1060hPa Umidità : 10 to 90%
Condizioni di trasporto prima del primo utilizzo	Temperatura: -10 to +40°C Pressione: 500 to 1060hPa Umidità : 10 to 90%
Condizioni di utilizzo e di stoccaggio/trasporto tra le instillazioni	Temperatura: +15 to +30°C Pressione: 800 to 1060hPa Umidità : 30 to 70%
Durata di funzionamento	Breve durata (stimata a 2 minuti di contatto al giorno durante le fasi di montaggio/smontaggio del dispositivo oftalmico EASYGRIP® e durante il processo di instillazione del flacone di collirio)
Durata di vita	1 anno (in servizio tipico: 2 o 4 instillazioni al giorno a seconda del trattamento prescritto)

SIMBOLO	INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO MEDICO
	Consultare le istruzioni per l'uso. Seguire le istruzioni per l'uso. Nota: sul dispositivo è riportata una versione semplificata di questo simbolo.
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Attenzione
	Produttore
	Paese e data di produzione
	Numero di serie
	Numero di modello
	Riferimento del catalogo
	Riferimento del distributore
	Numero di lotto
	Data di scadenza
	Un paziente - molteplici usi
	Identificatore univoco del dispositivo UDI (Unique Device Identifier)
	Dispositivo medico
	Parte applicata tipo BF
	Grado di protezione IP22 - Non impermeabile
	Solo per uso interno
	Il dispositivo è sensibile all'umidità
	Bluetooth Low Energy
	Limiti di temperatura a cui il dispositivo può essere esposto in sicurezza
	Limiti di umidità a cui il dispositivo può essere esposto in sicurezza
	Limiti di pressione a cui il dispositivo può essere esposto in sicurezza
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta prematuramente
	Non smaltire con i rifiuti domestici
	Dispositivo medico conforme alle normative CE

Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di **BIOCORP PRODUCTION** è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

12

TERMINE DEL CICLO DI VITA



Non smaltire CONNECTDROP® con i rifiuti domestici, ma riciclarlo con i rifiuti elettronici in conformità alle direttive 2012/19/EU WEEE e 2011/65/EU RoHS II.

13

INFORMAZIONI E RIVENDITORI AUTORIZZATI BIOCORP

**PRODUZIONE BIOCORP**
ZI de Lavaur La Béchade
63500 Issoire, FRANCIA

Rivenditori autorizzati :
Fare riferimento ai dettagli di contatto riportati sulla confezione del prodotto.

In caso di problemi tecnici con il nostro prodotto, si prega di contattare un rivenditore autorizzato **BIOCORP PRODUCTION**.